



## Electrodes pour échantillons de petits volumes.

Choix de l'électrode en fonction du volume de l'échantillon.

"Semi-micro" avec l'électrolyte Xerolyt Extra offre une résistance chimique élevée, un temps de réponse rapide et une bonne stabilité. Compatible avec des échantillons difficiles tels que crème, mascara, résines, beurre, yaourt, échantillons huileux.

"Micro Pro" avec sonde de température intégrée.

"Nano" recommandée pour les tube RMN.

"Semi micro L" avec une longueur de 230 mm.

Modèles ISM®: Gestion intelligente de capteur (Intelligent Sensor Management) ISM® pour les appareils de mesure Mettler permettant d'utiliser cette technologie. L'ISM® réduit au minimum les tâches d'installation, de maintenance et d'étalonnage.

Les électrodes sont pourvues d'une puce qui gardera en mémoire l'historique des calibrages, le numéro de série de l'électrode, le nom donné par l'utilisateur du capteur ainsi que les températures auxquels aura été soumise cette électrode.

Plus besoin de calibrer l'électrode lorsqu'on la rebranche sur un pH-mètre ISM.

Toutes les électrodes Mettler Micro sont utilisables avec n'importe quel pH-mètre.

| CODE     | MODÈLE                                            | CAPTEUR<br>T°C | TYPE              | ELECTROLYTE       | TEMP      | PH       | CONNEXION        | ECHANTILLON* | CORPS | Ø x<br>L<br>MM | STOCKAGE         | CDT |
|----------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------|----------|------------------|--------------|-------|----------------|------------------|-----|
| 63505156 | Ultra<br>Micro<br>ISM                             | -              | A<br>remplissage  | Friscolyt-B®      | 0...80°C  | 0-<br>11 | MultiPin         | 15 µl        | Verre | 3 x<br>40      | KCl 3M           | 1   |
| 63505177 | Micro                                             | -              | A<br>remplissage  | KCl 3M            | 0...80°C  | 0-<br>14 | Tête a vis<br>S7 | 45 µl        | Verre | 3 x<br>60      | KCl 3M           | 1   |
| 63505312 | Micro<br>Pro ISM                                  | NTC<br>30kΩ    | A<br>remplissage  | KCl 3M            | 0...100°C | 0-<br>14 | MultiPin         | 100 µl       | Verre | 5 x<br>130     | KCl 3M           | 1   |
| 63505165 | Semi-<br>micro                                    | -              | Sans<br>entretien | Xerolyt®<br>Extra | 0...100°C | 0-<br>12 | Tête a vis<br>S7 | 100 µl       | Verre | 6 x<br>100     | Friscolyt-<br>B® | 1   |
| 63505179 | NMR                                               | -              | A<br>remplissage  | KCl 3M            | 0...80°C  | 0-<br>14 | Tête a vis<br>S7 | 45 µl        | Verre | 3 x<br>200     | KCl 3M           | 1   |
| 63505180 | Flex<br>Micro                                     | -              | Sans<br>entretien | Gel               | 0...80°C  | 0-<br>14 | Câble BNC        | 500 µl       | Epoxy | 6 x<br>180     | KCl 3M           | 1   |
| 63505157 | Semi-<br>micro L                                  | -              | A<br>remplissage  | KCl 3M            | 0...100°C | 0-<br>14 | Tête a vis<br>S7 | 100 µl       | Verre | 6 x<br>230     | KCl 3M           | 1   |
| 63645046 | Câble pour électrode à tête S 7 connexion BNC     |                |                   |                   |           |          |                  |              |       |                |                  | 1   |
| 63645016 | Câble pour électrode à tête S 7 connexion DIN     |                |                   |                   |           |          |                  |              |       |                |                  | 1   |
| 63645095 | Câble Multipin connexion BNC                      |                |                   |                   |           |          |                  |              |       |                |                  | 1   |
| 63744048 | Solution de stockage Mettler 3 mol/l KCl (250 ml) |                |                   |                   |           |          |                  |              |       |                |                  | 1   |

| CODE     | MODÈLE                                            | CAPTEUR<br>T°C | TYPE | ELECTROLYTE | TEMP | PH | CONNEXION | ECHANTILLON* | CORPS | Ø X<br>L<br>MM | STOCKAGE | CDT |
|----------|---------------------------------------------------|----------------|------|-------------|------|----|-----------|--------------|-------|----------------|----------|-----|
| 63744053 | Solution de stockage Mettler Friscolyt B (250 ml) |                |      |             |      |    |           |              |       |                |          | 1   |

\*Volume échantillon minimum