



Pour maintenir l'efficacité des électrodes, il est conseillé de les rincer à l'eau du réseau puis de les nettoyer en les immergeant dans une solution de nettoyage appropriée.

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
63741448	Solution Hanna de rinçage (25 x 20 ml)	25	35,00 €
63741432	Solution Hanna nettoyage usage général (500 ml)	1	21,00 €
63741402	Solution Hanna nettoyage pour protéines (500 ml)	1	35,00 €
63741412	Solution Hanna nettoyage pour matières inorganiques (500 ml)	1	35,00 €
63741422	Solution Hanna nettoyage pour huiles et graisses (500 ml)	1	35,00 €
63744100	Solution Mettler de nettoyage de pepsine HCl Mettler pour protéines (250 ml)	1	30,70 €
63744102	Solution Mettler de nettoyage thiorée sulfure d'argent (500 ml)	1	30,70 €
63744104	Solution Mettler de régénération des électrodes en verre (25 ml)	1	27,30 €
63744066	Solution WTW de nettoyage de pepsine pour électrode à électrolyte liquide flacons 250ml (x3)	3	84,00 €