



Les électrodes ne doivent jamais être conservées dans de l'eau distillée, mais dans un liquide spécifique. Il est recommandé de conserver humide le bulbe en verre et la jonction de l'électrode en maintenant l'électrode dans une solution de stockage.

Température de stockage 0 à 40°C.

Récipients de stockage pour électrodes Ø 12 mm.

Flacon de stockage en verre 25 ml avec bouchon perforé et joint pour fermeture étanche.

Réservoir de stockage en PMMA transparent protégeant l'électrode sur toute la longueur. Ailettes de stabilité et de protection en partie haute et basse. Fermeture étanche par système de bayonnette.

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
63741301	Solution de stockage pour électrode Hanna (500 ml)	1	21,00 €
63744142	Solution de stockage Mettler Inlab® pour électrodes (250 ml)	1	31,60 €
63741908	Flacon de stockage en verre	1	24,70 €
63741913	Réservoir de stockage PMMA	1	52,00 €