



Thermoréacteurs pour DCO et autres minéralisations thermiques.

Pour mesures de la DCO et de l'azote ou du phosphore total.

Détermination de la DCO: 148 ou 150°C (conformément à la norme US EPA) pendant 120 min, ou 148°C pendant 20 min.

Chaque réacteur a en mémoire les 7 programmes les plus importants de température et durée de minéralisation:

100°C, 60 min

120°C 30, 60, 120 min

148°C 120 min, 20 min

150°C 120 min

Ils reçoivent des tubes de diamètre 16 mm.

L256 x P315 x H185 mm fermé (290 mm ouvert) / 2,5 kg.

CR2200

Travaux de routine d'analyse de l'eau sur de petites quantités.

7 programmes fixes.

12 échantillons.

CR3200

8 programmes spécifiques (en plus des 7 fixes) avec libre choix de la température jusqu'à 170°C.

2 x 12 échantillons (température identique pour les deux blocs).

Sonde de température externe TFK CR optionnelle.

CR4200

Idem au CR3200, permet en plus de réaliser de nombreuses analyses simultanément, grâce à ses deux blocs thermiques indépendants de 12 tubes chacun (par exemple en même temps, DCO et azote total).

CODE	MODÈLE	PROGRAMMES	NBRE ÉCHANTILLONS	CDT	PRIX HT
66036212	CR2200	7 fixes	1 x 12	1	1 200,00 €
66036332	CR3200	7 fixes + 8 spécifiques	2 x 12 programme identique	1	1 830,00 €
66036422	CR4200	7 fixes + 8 spécifiques	2 x 12 programmes différents	1	2 240,00 €