



## Electrodes pour échantillon froid et à faible concentration ionique.

"Pure" convient aux échantillons aqueux, eaux pure et ultrapure.

"Cool" pour les échantillons froid.

"Water Go" pour mesure sur terrain (eau de source, de rivière).

"Hydrofluoric" pour les échantillons fortement concentrés en acide fluorhydrique HF.

Modèles ISM®: Gestion intelligente de capteur (Intelligent Sensor Management) ISM® pour les appareils de mesure Mettler permettant d'utiliser cette technologie. L'ISM® réduit au minimum les tâches d'installation, de maintenance et d'étalonnage.

Les électrodes sont pourvues d'une puce qui gardera en mémoire l'historique des calibrages, le numéro de série de l'électrode, le nom donné par l'utilisateur du capteur ainsi que les températures auxquels aura été soumise cette électrode.

Plus besoin de calibrer l'électrode lorsqu'on la rebranche sur un pH-mètre ISM.

Toutes les électrodes Mettler Micro sont utilisables avec n'importe quel pH-mètre.

| CODE     | MODÈLE                                                      | CAPTEUR<br>T°C | ELECTROLYTE  | TEMP       | PH   | CONNEXION     | CORPS       | Ø X<br>L<br>MM | STOCKAGE     | CDT | PRIX<br>HT |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|------|---------------|-------------|----------------|--------------|-----|------------|
| 63505122 | Pure                                                        | -              | Fryscolyt-B® | 0...80°C   | 0-11 | Tête à vis S7 | Verre       | 12 x 120       | Fryscolyt-B® | 1   | 402,00 €   |
| 63505314 | Pure Pro ISM                                                | NTC 30kΩ       | KCl 3M       | 0...80°C   | 0-11 | MultiPin      | Verre       | 12 x 170       | KCl 3M       | 1   | 630,00 €   |
| 63505120 | Cool                                                        | -              | Fryscolyt-B® | -30...80°C | 0-11 | Tête à vis S7 | Verre       | 12 x 120       | Fryscolyt-B® | 1   | 387,00 €   |
| 63505317 | Cool Pro ISM                                                | NTC 30kΩ       | Fryscolyt-B® | -30...80°C | 0-11 | MultiPin      | Verre       | 12 x 120       | Fryscolyt-B® | 1   | 530,00 €   |
| 63505123 | Water Go                                                    | -              | KCl 3M       | 0...80°C   | 0-11 | Câble BNC/RCA | Polysulfone | 12 x 120       | KCl 3M       | 1   | 493,00 €   |
| 63505124 | Hydrofluoric                                                | -              | KCl 3M       | 0...100°C  | 0-11 | Tête à vis S7 | Verre       | 12 x 120       | KCl 3M       | 1   | 421,00 €   |
| 63645046 | Câble pour électrode à tête S 7 connexion BNC               |                |              |            |      |               |             |                |              | 1   | 62,90 €    |
| 63645016 | Câble pour électrode à tête S 7 connexion DIN               |                |              |            |      |               |             |                |              | 1   | 70,30 €    |
| 63645095 | Câble pour électrode à tête MultiPin avec connexion BNC     |                |              |            |      |               |             |                |              | 1   | 137,00 €   |
| 63744053 | Solution Fryscolyt-B® pour stockage ou remplissage (250 ml) |                |              |            |      |               |             |                |              | 1   | 27,80 €    |
| 63744048 | Solution 3 mol/l KCl pour stockage ou remplissage (250 ml)  |                |              |            |      |               |             |                |              | 1   | 27,80 €    |