


Distillation d'acides ou de bases concentrés ou de solvants très agressifs

Pièces en contact avec le produit en PTFE/PFA.

Chauffage par bain thermostaté ou chauffe-ballon (à commander séparément).

Température max 200°C.

Système de sécurité "Safe-Lab" pour montage sûr et déblocage sans grippage des rodages.

Ensemble livré complet avec réacteur 1000 ml comprenant:

- Réacteur 1000 ml à rodage plan (bride NW 100, Ø ext. 110 x H205 mm)
- Joint annulaire NW 100
- Couvercle avec col central 29/32 et 3 latéraux 29/32
- Pièce d'assemblage réacteur/couvercle
- Ampoule FEP 125 ml CN 29/32 PTFE
- Support thermomètre passage Ø 7/8 mm angle 7°
- Thermomètre verre revêtu PTFE 0-250°C Ø 7 x 530 mm en 1°C
- Tige d'agitation à pale demi-lune Ø 10 x 450 mm
- Palier d'agitation 29/32 pour tige Ø 10 mm
- Tête de distillation 90° avec passage pour thermomètre Ø 10 mm
- Thermomètre distillation 0-250°C gainé PTFE plongeant 50 mm, longueur 300 mm.
- Réfrigérant de Liebig 450 mm
- Robinet à vide pour tube de 8 mm
- Ballon fond rond 250 ml CN29/32
- Adaptateur 29/32M, CN latéral 29/32, CN supérieur 19/26F

Toutes autres capacités et configurations sur demande.

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
38280601	Ensemble complet réacteur PTFE 1 litre	1	4 699,00 €