



L'électrode est plongée dans la solution test pour vérifier son exactitude: la valeur affichée doit se situer à 240 ou 470 mV à 20°C. Si le résultat est trop éloigné de cette valeur, l'électrode redox doit être soumise à un traitement oxydant ou réducteur, selon le cas.

Flacon de 500 ml.

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
63742208	Solution test 240 mV à 20°C	1	35,00 €
63742218	Solution test 470 mV à 20°C	1	35,00 €
63742228	Solution de prétraitement réductrice	1	32,00 €
63742238	Solution de prétraitement oxydante	1	32,00 €