


Economiques pour la routine quotidienne.

Précis, solides et simples.

Aspiration automatique, éjection manuelle.

Volume de 0,2 à 25 ml.

Entretien facile et sans outils.

Seripettor®

Distribution d'acides à faible concentration, de solutions aqueuses, tamponées et alcalines, de solvants polaires et milieux de culture.

Ne pas utiliser d'acides concentrés ou oxydants et des solvants non polaires (hydrocarbures...).

Seripettor® Pro

Extension de la plage d'utilisation avec un grand nombre d'acides, de solutions alcalines et salines et les solvants.

Livrés avec canule de distribution, tube d'aspiration, unité de distribution de rechange et adaptateurs PP GL45/32 et GL45/S40.

CODE	MODÈLE	VOLUME	DIVISIONS	CDT
61707002	Seripettor®	0,2 -2 ml	0,04 ml	1
61707012	Seripettor®	1 -10 ml	0,20 ml	1
61707022	Seripettor®	2,5 - 25 ml	0,50 ml	1
61707005	Seripettor Pro®	0,2 -2 ml	0,04 ml	1
61707015	Seripettor Pro®	1 -10 ml	0,20 ml	1
61707025	Seripettor Pro®	2,5 - 25 ml	0,50 ml	1