



Analyses de protéines et d'azote selon la méthode Kjeldahl.

Résultats fiables et un fonctionnement sur et sécurisé.

Disponible en différents degrés d'automatisation.

Distillation entre 2 et 4 minutes.

Ajout manuel et automatique.

Grand écran TFT tactile de 7", commande intuitive avec icônes.

Porte de protection transparente pour une visibilité de tout le processus.

Tête de distribution et réfrigérant illuminés.

Nombreux paramètres programmables comme par exemple la puissance de vapeur (0 à 100%) et le temps.

Sécurité accrue: ouverture de porte, présence du tube, réserve d'eau distillée, eau de circulation et de refroidissement.

Alarme visuelle et sonore.

Modèle VAP 450 complètement automatique permettant le branchement avec un titrateur (livré ou non selon référence choisie).

Satisfait aux exigences de transparence et de traçabilité requises par la norme ISO 17025.

5 interfaces USB, 1 Ethernet et 1 RS 232.

L527 x P390 x H697 mm / Puissance 2200 W.

MODÈLE	VAP 200	VAP 300	VAP 400	VAP 450*	VAP 450**
Ajout H3BO3	Manuel	Manuel	Auto	Auto	Auto
Ajout H2O	Manuel	Auto	Auto	Auto	Auto
Ajout NaOH	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
Vidange tube	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Poids	35 kg	37 kg	38 kg	38 kg	40 kg

Pour commander

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
66144200	Distillateur automatique Gerhardt Vapodest® VAP 200	1	Nous consulter
66144300	Distillateur automatique Gerhardt Vapodest® VAP 300	1	Nous consulter
66144400	Distillateur automatique Gerhardt Vapodest® VAP 400	1	Nous consulter
66144450	Distillateur automatique Gerhardt Vapodest® VAP 450 sans titrateur	1	Nous consulter
66144451	Distillateur automatique Gerhardt Vapodest® VAP 450 avec titrateur	1	Nous consulter

*Raccordement possible à un titrateur **Livré avec titrateur