

pst 2



pst 3



Utilisation pour les liquides, jusqu'à 50°C.

Volume de 0,5 à 500 µl.

Précision $\pm 1\%$ du volume total.

Manche métallique amovible évitant la transmission de chaleur et empêchant le piston de se tordre. Une butée sur ce manche interdit l'expulsion du piston. Manche réutilisable en cas d'endommagement du corps en verre.

Injection CPG, HPLC.

Aiguilles avec pointe type pst2, pointue, biseautée et incurvée pour pénétration dans septum ou pst3 bout "mousse" à biseau droit 90°.

Microseringue N avec aiguille acier inox fixe cimentée dans le corps en verre.

Microseringue RN pour aiguille acier inox amovible (livrée avec ou sans aiguille).

CODE	VOLUME	TYPE	AIGUILLE	GAUGE	CDT
44800005	5 µl	85 N	pst2	26s	1
44801005	5 µl	85 RN	pst3	26s	1
44803005	5 µl	85 RN	Sans aiguille	-	1
44800011	10 µl	801 N	pst2	26s	1
44801011	10 µl	801 RN	pst3	26s	1
44803010	10 µl	801 RN	Sans aiguille	-	1
44800025	25 µl	802 N	pst2	22s	1
44801025	25 µl	802 RN	pst3	22s	1
44803025	25 µl	802 RN	Sans aiguille	-	1
44800051	50 µl	805 N	pst2	22s	1
44801051	50 µl	805 RN	pst3	22s	1
44803050	50 µl	805 RN	Sans aiguille	-	1
44800101	100 µl	810 N	pst2	22s	1
44801101	100 µl	810 RN	pst3	22s	1
44803100	100 µl	810 RN	Sans aiguille	-	1
44801251	250 µl	825 RN	pst3	22s	1
44803250	250 µl	825 RN	Sans aiguille	-	1