



Production d'eau de types I et II en un appareil.

Eau ultrapure type I, débit jusqu'à 2 l/min avec filtre cloche 0,2 µm en sortie.

Eau pure type II, production par cartouche d'osmose inverse, 12 - 20 l/h suivant le modèle.

Afficheur tactile OptiFill Touch.

Bras de distribution ergonomique.

Mesure de conductivité, résistivité et TOC.

Trois versions possibles:

- Sans UV : AAS, IC, ICP préparation de tampons et milieux.
- Avec UV : Analyses de traces, ICP-MS, HPLC, analyses de TOC.
- Avec UV/UF : Préparation de milieux pour la culture cellulaire.

Alimentation directe en eau brute.

Livré complet prêt à l'emploi avec cartouches, filtre et notice.

Tension 230 volts mono.

A poser sur paillasse.

L 390 x P 525 x H 720 mm / poids 18 kg.

A compléter par réservoir.