



**centrifugeuse**  
**multirotor**  
**haute vitesse**  
**nahita-blue**

## Modèle 2624/2

Cette centrifugeuse qui atteint jusqu'à 15000 r.p.m. est spécialement conçue pour des applications en biologie, vétérinaire, chimie, ingénierie génétique ou immunologie. Grâce à ses multiples rotors (non inclus) qui peuvent être utilisés, elle vous offre une grande variété d'utilisation, la rendant indispensable pour les travaux de routine de laboratoire.

### spécifications techniques

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Référence    | 52624002              |
| Rotors       | Angulaires non inclus |
| Vitesse max. | 15000 rpm*            |
| FCR max.     | 20375g*               |
| Minuteur     | 1-99 minutes          |
| Alimentation | 230V, 50Hz-60Hz       |
| Dimensions   | 36X28X26 cm           |
| Poids        | 15 Kg                 |

\* Voir tableau des rotors



centrifugeuse multirotor, haute vitesse

centrifugeuse multirotor haute vitesse:  
**Modèle 2624/2**



[01] Spécialement indiquée pour les protocoles qui nécessitent des centrifugations à FCR élevé.

[02] Equipement de configuration robuste et résistant, avec boîtier en acier peint au four.

[03] Intègre une suspension élastique du moteur, qui garantit un fonctionnement doux, silencieux et sans vibrations.

[04] Dispose d'une fermeture électromagnétique du couvercle qui permet un travail sûr et en toute sécurité. De plus, elle intègre un mécanisme d'ouverture manuelle en cas de panne du courant ou du système d'ouverture.

[05] Couvercle avec mécanisme de suspension pour éviter les éventuels accidents durant le remplissage de la centrifugeuse ou durant le retrait de ses composants.

[06] La cuve présente un système de ventilation auxiliaire qui aide à prévenir la surchauffe et la détérioration des échantillons à centrifuger.

[07] Son moteur à induction, sans brosses, permet de ne pas avoir à faire d'entretien périodique.

[08] Avec contrôle digital des paramètres et double écran LED.

centrifugeuse  
multirotor  
haute vitesse  
modèle 2624/2  
PANNEAU DE COMMANDES




centrifugeuse multirotor, haute vitesse

centrifugeuse  
multirotor  
haute vitesse  
parties appareil  
avant



centrifugeuse  
multirotor  
haute vitesse  
parties appareil  
arrière



## centrifugeuse multiréacteur haute vitesse: différents rotors

Pour pouvoir s'adapter aux différents besoins de l'utilisateur, la centrifugeuse met à disposition 5 rotors angulaires, facile à installer, qui sont livrés à part et ne sont pas intégrés avec l'appareil. De plus, elle intègre un système qui met en concordance les rpm/g en fonction du numéro du rotor utilisé.

| Référence | Description                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| 92624001  | n° 1: Tubes 1.5/2.2mL x 24 max. 15000rpm, 20375g        |
| 92624002  | n° 2: Capillaire hématocrite x 24 max. 12000rpm, 15455g |
| 92624003  | n° 3: Tubes 5mL x 10 max. 13500rpm, 12920g              |
| 92624004  | n° 4: Plaque PCR (0.2x8x4cm) max. 14800rpm, 16200g      |
| 92624005  | n° 5: Tubes 0.5mL x 36 max. 13500rpm, 13250g            |

Référence 92624001  
Tubes 1.5/2.2mL x 24 Max. 15000rpm, 20375g



Référence 92624002  
Capillaire hématocrite x 24 Max. 12000rpm, 15455g



Votre revendeur :



42 à 48 bd de Polangis - BP 260  
94502 Champigny-sur-Marne - Cedex  
☎ 01 48 83 21 76 - 📠 01 48 83 51 01  
[info@cloup.fr](mailto:info@cloup.fr) [www.cloup.fr](http://www.cloup.fr)